


Suszarka laboratoryjna

Suszarka laboratoryjna S-40 stanowi obecnie podstawowe wyposażenie wszystkich nowoczesnych receptur - laboratoriów związanych z wykonywaniem procesów technologicznych, w których niezbędne są fazy suszenia, wygrzewania lub kondycjonowania w atmosferze powietrza w zakresie od temperatury otoczenia do 300°C.

Zdjęcia produktu:



Dane techniczne:

1. Pojemność

- 36 dm³ (l)

2. Budowa:

- obudowa zewnętrzna: blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze RAL7035
- komora robocza i półki: wysokogatunkowa stal nierdzewna 1.4301, dopuszczona do użytku w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i innym

3. Sterowanie mikroprocesorowe:

- cyfrowy wyświetlacz: temperatury zadanej i aktualnej, czasu grzania do 250 godzin
- możliwość ustawienia temperatury i czasu grzania
- automatyczny system optymalizacji procesu grzania i stabilizacji temperatury
- automatyczne wyłączenie się urządzenia i sygnalizacja dźwiękiem po upływie zaprogramowanego czasu
- dwa czujniki platynowe PT1000
- zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej temperatury
- **opcjonalnie - z termoobiegiem wewnętrznym**

Transport i opakowanie:

- BEZPŁATNA przesyłka kurierska na terenie Polski
- opakowanie katonowe z zabezpieczeniem styropianowym

Gwarancja suszarki laboratoryjnej:

- gwarancja 24 miesiące
- producent zapewnia pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Sprawdź całą naszą ofertę i szczegółowe informacje na www.e-alpina.pl